

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-20251-01-00
nach DIN EN ISO 15189:2014

Gültig ab: 07.12.2021

Ausstellungsdatum: 07.12.2021

Urkundeninhaber:

MVZ Labor Limbach Nürnberg GmbH
Handwerkerweg 1, 90530 Wendelstein

Untersuchungen im Bereich:

Medizinische Laboratoriumsdiagnostik

Untersuchungsgebiete:

Klinische Chemie

Immunologie

Mikrobiologie

Virologie

Neue Verfahren/Änderungen Verfahren gestrichen
--

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-20251-01-00

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Untersuchungsbereiche ist dem Laboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH bedarf, die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Untersuchungsverfahren gestattet.

Die aufgeführten Untersuchungsverfahren sind beispielhaft. Das Laboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Untersuchungsverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO 15189 sind in einer für Medizinische Laboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu entnehmen. <https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen>

Ausstellungsdatum: 07.12.2021

Gültig ab: 07.12.2021

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-20251-01-00

Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie

Untersuchungsart:

Chromatographie - Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
HbA1c	EDTA-Blut, Hämolysat	HPLC, UV-Detektion	SOP-NB-CHE-M.0058.02	D-100	

Untersuchungsart:

Chromatographie (Immunchromatographie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
Amphetamine	Urin	Immunchromatographie	SOP-NB-CHE-M.0035.01	Manuell	
Barbiturate	Urin	Immunchromatographie	SOP-NB-CHE-M.0035.01	Manuell	
Benzodiazepine	Urin	Immunchromatographie	SOP-NB-CHE-M.0035.01	Manuell	
Cannabinoide	Urin	Immunchromatographie	SOP-NB-CHE-M.0035.01	Manuell	
Kokain	Urin	Immunchromatographie	SOP-NB-CHE-M.0035.01	Manuell	
Methadon	Urin	Immunchromatographie	SOP-NB-CHE-M.0035.01	Manuell	
Methamphetamin	Urin	Immunchromatographie	SOP-NB-CHE-M.0035.01	Manuell	
Methyldioxidmethamphetamin	Urin	Immunchromatographie	SOP-NB-CHE-M.0035.01	Manuell	
Morphin	Urin	Immunchromatographie	SOP-NB-CHE-M.0035.01	Manuell	
Tricyclische Antidepressiva	Urin	Immunchromatographie	SOP-NB-CHE-M.0035.01	Manuell	

Untersuchungsart:

Durchflusszytometrie (inkl. Partikeleigenschaftsbestimmungen)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
Blutbild, groß	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
Blutbild, klein	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
Leukozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
Erythrozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
Hämatokrit	EDTA-Blut	Berechnung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
MCV	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
MCH	EDTA-Blut	Berechnung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
MCHC	EDTA-Blut	Berechnung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
Thrombozyten	EDTA-Blut, Citrat-Blut, Thromboexact	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
Neutrophile Granulozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	

Ausstellungsdatum: 07.12.2021

Gültig ab: 07.12.2021

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-20251-01-00

Eosinophile Granulozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
Basophile Granulozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
Unreife Granulozyten (IG)	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	Untersuchungsmethode korrigiert: falsch war Hellfeldmikroskopie
Lymphozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
Monozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
Retikulozyten	EDTA-Blut, Citrat-Blut, Thromboexact	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
RDW	EDTA-Blut	Berechnung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
Retikulozyten absolut	EDTA-Blut	Berechnung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
Retikulozyten Hämoglobin	EDTA-Blut	Berechnung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
RET-He	EDTA-Blut	Berechnung	SOP-NB-CHE-M.0047.02	Sysmex XN-2000	
Leukozyten	Liquor, Punktat	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	SOP-NB-CHE-M.0057.01	Sysmex XN-2000	
Erythrozyten	Liquor, Punktat	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	SOP-NB-CHE-M.0057.01	Sysmex XN-2000	
Mononukleäre Zellen	Liquor, Punktat	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	SOP-NB-CHE-M.0057.01	Sysmex XN-2000	
Polimorphnukleäre Zellen	Liquor, Punktat	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	SOP-NB-CHE-M.0057.01	Sysmex XN-2000	

Untersuchungsart:

Elektrochemische Untersuchungen*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
Chlorid	Serum, Lithiumheparin, Plasma	Potentiometrie, ionenselektive Elektroden	SOP-NB-CHE-M.0004.01	Cobas Pro, c-Modul	
Kalium	Serum, Lithiumheparin, Plasma	Potentiometrie, ionenselektive Elektroden	SOP-NB-CHE-M.0004.01	Cobas Pro, c-Modul	
Kalium	24-h-Urin	Potentiometrie, ionenselektive Elektroden	SOP-NB-CHE-M.0020.01	Cobas Pro, c-Modul	
Natrium	Serum, Lithiumheparin, Plasma	Potentiometrie, ionenselektive Elektroden	SOP-NB-CHE-M.0004.01	Cobas Pro, c-Modul	
Natrium	24-h-Urin	Potentiometrie, ionenselektive Elektroden	SOP-NB-CHE-M.0020.01	Cobas Pro, c-Modul	

Untersuchungsart:

Elektrophorese

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
Eiweiß-Elektrophorese	Serum	Kapillarelektrophorese	SOP-NB-CHE-M.0036.01	Mini Cap	

Ausstellungsdatum: 07.12.2021

Gültig ab: 07.12.2021

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-20251-01-00

Untersuchungsart:

Koagulometrie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
aPTT	Citratplasma	Optisches Detektionsverfahren	SOP-NB-CHE-M.0042.01	Sysmex CS 2500	
Quick-Test	Citratplasma	Optisches Detektionsverfahren	SOP-NB-CHE-M.0041.01	Sysmex CS 2500	
INR	Citratplasma	Berechnet	SOP-NB-CHE-M.0041.01	Sysmex CS 2500	
Fibrinogen	Citratplasma	Optisches Detektionsverfahren	SOP-NB-CHE-M.0045.01	Sysmex CS 2500	
Thrombinzeit	Citratplasma	Optisches Detektionsverfahren	SOP-NB-CHE-M.0046.01	Sysmex CS 2500	

Ausstellungsdatum: 07.12.2021

Gültig ab: 07.12.2021

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-20251-01-00

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
17-beta-Estradiol	Serum, Li-Heparin- und K ₂ -, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0018.02	Cobas Pro, e-Modul	
AFP	Serum, Li-Heparin- und K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0017.01	Cobas Pro, e-Modul	
Aldosteron	EDTA-Plasma	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0059.01	Liaison XL	
Androstendion	Serum, EDTA und Lithium-Heparin-Plasma	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0031.01	Liaison XL	
Anti-Müller-Hormon	Serum, Li-Heparin-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0018.02	Cobas Pro, e-Modul	
Beta-HCG	Serum, Li-, Na-, NH ₄ ⁺ - Heparin- und K ₂ -, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0018.02	Cobas Pro, e-Modul	
Cortisol	Serum, Li-Heparin- und K ₂ -, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0018.02	Cobas Pro, e-Modul	
C-Peptid	Serum, Li- Heparin- und K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0012.01	Cobas Pro, e-Modul	
DHEA-S	Serum, Li-, Na-, NH ₄ ⁺ - Heparin- und K ₂ -, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0018.02	Cobas Pro, e-Modul	
Ferritin	Serum, Li-Heparinplasma, K ₂ -EDTA-Plasma, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0013.01	Cobas Pro, e-Modul	
Folsäure	Serum, Li- Heparinplasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0016.02	Cobas Pro, e-Modul	
FSH	Serum, Li-, Na-, NH ₄ ⁺ - Heparin- und K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0018.02	Cobas Pro, e-Modul	
FT3 (Freies Trijodthyronin)	Serum, Li-Heparin- und K ₂ -, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0018.02	Cobas Pro, e-Modul	
FT4 (Freies Thyroxin)	Serum, Li-Heparin- und K ₂ -, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0018.02	Cobas Pro, e-Modul	
Holotranscobalamin	Serum	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0016.02	Cobas Pro, e-Modul	
Insulin	Serum, Li-, Na-, NH ₄ ⁺ - Heparin- und K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0018.02	Cobas Pro, e-Modul	
LH	Serum, Li-, Na-, NH ₄ ⁺ - Heparin- und K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0018.02	Cobas Pro, e-Modul	
Progesteron	Serum, Li-Heparin- und K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0018.02	Cobas Pro, e-Modul	
Prolaktin	Serum, Li-Heparin- und K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0018.02	Cobas Pro, e-Modul	
PSA, frei	Serum, Li-Heparin- und K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0017.01	Cobas Pro, e-Modul	
PSA, gesamt	Serum, Li-Heparin- und K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0017.01	Cobas Pro, e-Modul	

Ausstellungsdatum: 07.12.2021

Gültig ab: 07.12.2021

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-20251-01-00

PTH intakt (Parathormon)	Serum, SST-Serum, EDTA und Lithium-Heparin-Plasma	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0021.01	Liaison XL	
Renin	EDTA-Plasma	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0060.01	Liaison XL	
SHBG	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0018.02	Cobas Pro, e-Modul	
Testosteron, gesamt	Serum, Li-Heparin- und K ₂ -, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0018.02	Cobas Pro, e-Modul	
Troponin T hochsensitiv	Serum, Li-, Na- Heparin- und K2-EDTA- und K3-EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0014.01	Cobas Pro, e-Modul	
TSH	Serum, Li-, Na-, NH ₄ ⁺ - Heparin- und K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0018.02	Cobas Pro, e-Modul	
Vitamin B12	Serum, Li-, Na- Heparin- und K ₂ -, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0016.02	Cobas Pro, e-Modul	
25-OH-Vitamin D3	Serum, Li-, Na- Heparin- und K ₂ -, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0016.02	Cobas Pro, e-Modul	
1,25-Vitamin D	Serum, EDTA und Lithium-Heparin-Plasma	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0033.01	Liaison XL	
CA 125	Serum, Li-Heparin- und K ₂ -, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0017.01	Cobas Pro, e-Modul	
CA 15-3	Serum, Li-Heparin- und K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0017.01	Cobas Pro, e-Modul	
CA 19-9	Serum, Li-, Na-Heparin- und K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0017.01	Cobas Pro, e-Modul	
CEA	Serum, Li-, Na-Heparin- und K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0017.01	Cobas Pro, e-Modul	
NT-ProBNP	Serum, Li-, Na- Heparin- und K2-EDTA- und K3-EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0014.01	Cobas Pro, e-Modul	

Untersuchungsart:

Mikroskopie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
Urinsediment	Urin	Hellfeldmikroskopie ohne Anfärbung	SOP-NB-CHE-M.0002.01	Manuell	
Differentialblutbild, mikroskopisch	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoff	SOP-NB-CHE-M.0048.01	Manuell	
neutrophile Segmentkernige/Stabkernige Granulozyten	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoff	SOP-NB-CHE-M.0048.01	Manuell	
Lymphozyten	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoff	SOP-NB-CHE-M.0048.01	Manuell	
Monozyten	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoff	SOP-NB-CHE-M.0048.01	Manuell	
Eosinophile Granulozyten	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoff	SOP-NB-CHE-M.0048.01	Manuell	
Basophile Granulozyten	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoff	SOP-NB-CHE-M.0048.01	Manuell	

Ausstellungsdatum: 07.12.2021

Gültig ab: 07.12.2021

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-20251-01-00

Unreife Granulozyten (IG)	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoff	SOP-NB-CHE-M.0048.01	Manuell	Untersuchungsmethode korrekt: Durchflusszytometrie, siehe dort
atypische Lymphozyten	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoff	SOP-NB-CHE-M.0048.01	Manuell	
Blasten	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoff	SOP-NB-CHE-M.0048.01	Manuell	
Normoblasten	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoff	SOP-NB-CHE-M.0048.01	Manuell	
Fragmentozyten	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoff	SOP-NB-CHE-M.0048.01	Manuell	
Erythrozytenmorphologie	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoff	SOP-NB-CHE-M.0048.01	Manuell	
Thrombozyten-Aggregate	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Hellfeldmikroskopie nach Anfärbung mittels Farbstoff	SOP-NB-CHE-M.0048.01	Manuell	
Erythrozyten	Liquor	Hellfeldmikroskopie, Zellzählung in Zählkammern	SOP-NB-CHE-M.0061.01	Manuell	
Leukozyten	Liquor	Hellfeldmikroskopie, Zellzählung in Zählkammern	SOP-NB-CHE-M.0061.01	Manuell	

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Reflektometrie/Träger gebundene Untersuchungsverfahren)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Reflexionsphotometer	
				Gerät	Bemerkungen
Spezifische Dichte	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-NB-CHE-M.0001.03	Clinitek Status plus/ Manuell	
pH-Wert	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-NB-CHE-M.0001.03	Clinitek Status plus/ Manuell	
Leukozyten	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-NB-CHE-M.0001.03	Clinitek Status plus/ Manuell	
Nitrit	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-NB-CHE-M.0001.03	Clinitek Status plus/ Manuell	
Eiweiß	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-NB-CHE-M.0001.03	Clinitek Status plus/ Manuell	
Glukose	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-NB-CHE-M.0001.03	Clinitek Status plus/ Manuell	
Keton	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-NB-CHE-M.0001.03	Clinitek Status plus/ Manuell	
Urobilinogen	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-NB-CHE-M.0001.03	Clinitek Status plus/ Manuell	
Bilirubin	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-NB-CHE-M.0001.03	Clinitek Status plus/ Manuell	
Erythrozyten	Urin	Reflexionsphotometrie	SOP-NB-CHE-M.0001.03	Clinitek Status plus/ Manuell	

Untersuchungsart:

Ausstellungsdatum: 07.12.2021

Gültig ab: 07.12.2021

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-20251-01-00

Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
alkalische Phosphatase	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0006.01	Cobas Pro c-Modul	
Amylase, Pankreas	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0005.02	Cobas Pro c-Modul	
Antithrombin 3	Citrat-Plasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0043.02	Sysmex CS 2500	
Bilirubin, direkt	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma, K3-EDTA- Plasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.006.01	Cobas Pro c-Modul	
Bilirubin, gesamt	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma, K3-EDTA- Plasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0006.01	Cobas Pro c-Modul	
Blutkörperchensenkungs- geschwindigkeit	K2-EDTA-Blut	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0066.01	Alifax Test 1 (THL)	neu ab 22.09.2022
Calcium	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0004.01	Cobas Pro c-Modul	
Calcium	Spontanurin, 24-h-Urin mit Konservierungsmittel HCL 6 mol/L	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0020.01	Cobas Pro c-Modul	
Cholinesterase	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma,	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0006.01	Cobas Pro c-Modul	
Cholesterin, gesamt	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0005.02	Cobas Pro c-Modul	
LDL-Cholesterin	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma, K3-EDTA- Plasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0005.02	Cobas Pro c-Modul	
HDL-Cholesterin	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0005.02	Cobas Pro c-Modul	
Creatinkinase	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0006.01	Cobas Pro c-Modul	
Creatinkinase-MB	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0006.01	Cobas Pro c-Modul	
Eisen	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0006.01	Cobas Pro c-Modul	
Eiweiß, gesamt	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0006.01	Cobas Pro c-Modul	
Eiweiß, gesamt	Spontanurin, 24-h-Urin	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0020.01	Cobas Pro c-Modul	
GGT	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0006.01	Cobas Pro c-Modul	
Glukose	NaF/Na2-EDTA, KF/Na2-EDTA, NaF/ K-Oxalat und NaF/Citrat/Na2-EDTA, Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA- Plasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0005.02	Cobas Pro c-Modul	
Glukose	Spontanurin, 24-h-Urin	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0005.02	Cobas Pro c-Modul	neu ab 21.02.2022
GOT (ASAT)	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0005.02	Cobas Pro c-Modul	
GPT (ALAT)	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0005.02	Cobas Pro c-Modul	
Hämoglobin	EDTA-Blut, Citrat-Blut	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0047.01	Sysmex XN-2000	
Haptoglobin	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0007.01	Cobas Pro c-Modul	
Harnsäure	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0005.02	Cobas Pro c-Modul	

Ausstellungsdatum: 07.12.2021

Gültig ab: 07.12.2021

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-20251-01-00

Harnsäure	Spontanurin, 24-h-Urin mit Konservierungsmittel NaOH	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0020.01	Cobas Pro c-Modul	
Harnstoff	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0005.02	Cobas Pro c-Modul	
Harnstoff	Spontanurin, 24-h-Urin	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0020.01	Cobas Pro c-Modul	
Homocystein	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma, K3-EDTA-Plasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0005.02	Cobas Pro c-Modul	
Kreatinin, enzymatisch	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma, Urin	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0005.02	Cobas Pro c-Modul	
Kreatinin, enzymatisch	Spontanurin, 24-h-Urin	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0020.01	Cobas Pro c-Modul	
LDH	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0006.01	Cobas Pro c-Modul	
Lipase	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0005.02	Cobas Pro c-Modul	
Magnesium	Serum, Li-Heparinplasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0004.01	Cobas Pro c-Modul	
Phosphat, anorganisches	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0006.01	Cobas Pro c-Modul	
Triglyceride	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Photometrie	SOP-NB-CHE-M.0006.01	Cobas Pro c-Modul	

Untersuchungsart:

Spektrometrie (NIR-/IR-Spektrometrie)

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
Blutkörperchensenkungs-geschwindigkeit	Natriumcitrat-Blut	IR-Spektrometrie	SOP-NB-CHE-M.0034.03	Sediplus	

Ausstellungsdatum: 07.12.2021

Gültig ab: 07.12.2021

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-20251-01-00

Untersuchungsart:

Sedimentationsuntersuchungen

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
Blutkörperchensenkungs-geschwindigkeit	Natriumcitrat-Blut	Methode nach Westergren	SOP-NB-CHE-M.0034.03	manuell	

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Immunturbidimetrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
Albumin	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Immunturbidimetrie	SOP-NB-CHE-M.0007.01	Cobas Pro c-Modul	
Albumin	Spontan-, Morgenurin oder 24-h-Urin	Immunturbidimetrie	SOP-NB-CHE-M.0020.01	Cobas Pro c-Modul	
CRP, highsensitiv	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Immunturbidimetrie	SOP-NB-CHE-M.0010.01	Cobas Pro c-Modul	
D-Dimer	Citratplasma	Immunturbidimetrie	SOP-NB-CHE-M.0044.01	Sysmex CS 2500	
Lipoprotein (a)	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma, K3-EDTA-Plasma	Immunturbidimetrie	SOP-NB-CHE-M.0007.01	Cobas Pro c-Modul	
Transferrin	Serum, Li-Heparinplasma	Immunturbidimetrie	SOP-NB-CHE-M.0007.01	Cobas Pro c-Modul	
Anti-Streptolysin-O	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Immunturbidimetrie	SOP-NB-CHE-M.0010.01	Cobas Pro c-Modul	

Untersuchungsgebiet: Immunologie

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
Anti-CCP Antikörper	Serum, Li- Heparin-, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0011.01	Cobas Pro, e-Modul	
Anti-TG Antikörper (TAK)	Serum, Na-Heparin-, K ₂ -, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0015.01	Cobas Pro, e-Modul	
Anti-TPO Antikörper (MAK)	Serum, Li-, Na-, NH ₄ ⁺ - Heparin- und K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0015.01	Cobas Pro, e-Modul	
ds-DNA Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0039.01	Unicap 250	
ss-DNA Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0039.01	Unicap 250	
Proteinase 3 (PR3) Antikörper (c-ANCA)	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0039.01	Unicap 250	
Myeloperoxidase (MPO) Antikörper (p-ANCA)	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0039.01	Unicap 250	

Ausstellungsdatum: 07.12.2021

Gültig ab: 07.12.2021

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-20251-01-00

Deaminiertes Gliadin Peptit IgA-Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0039.01	Unicap 250	
Deaminiertes Gliadin Peptit IgG-Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0039.01	Unicap 250	
ENA-Screening (ANA-Screening)	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0039.01	Unicap 250	
IgE, gesamt	Serum, Li-, Na- Heparin- und K ₃ -EDTA-Plasma, Na-Citrat-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0054.01	Cobas Pro, e-Modul	
RAST auf All-Screen Inhalation	Serum, Li-, Na- Heparin- und K ₂ -, K ₃ -EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf All-Screen Nutritional	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Ambrosie, hoch	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Beifuss	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Birke	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Cladosporium herbarum	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Dorsch (Kabeljau)	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Hausstaubm. D. farinae	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Hausstaubm. D. pteron.	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Eiklar	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Erdnuss	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Erle	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Gräser (Frühblüher)	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Hasel	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Haselnuss	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Hunde-Schuppen	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Karotte	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Katzen-Schuppen	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Kuhmilch-Eiweiß	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Lieschgras	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Roggen	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Sellerie	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Sojabohne	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Gräser (Spätblüher)	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
RAST auf Weizenmehl	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
spezifisches IgE	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0040.02	Unicap 250	
Rheumafaktor IgA Antikörper	Serum, EDTA-, Citrat-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0039.01	Unicap 250	
Rheumafaktor IgG Antikörper	Serum, EDTA-, Citrat-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0039.01	Unicap 250	
Transglutaminase IgA-Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0039.01	Unicap 250	
Transglutaminase IgG-Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-Plasma	FEIA	SOP-NB-CHE-M.0039.01	Unicap 250	
TSH-Rezeptor-Antikörper (TRAK)	Serum	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0015.01	Cobas Pro, e-Modul	

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Immunturbidimetrie)*

Ausstellungsdatum: 07.12.2021

Gültig ab: 07.12.2021

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-20251-01-00

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
Rheumafaktoren	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Immunturbidimetrie	SOP-NB-CHE-M.0010.01	Cobas Pro c-Modul	
C3-Komplement	Serum, Li-Heparinplasma	Immunturbidimetrie	SOP-NB-CHE-M.0008.01	Cobas Pro c-Modul	
C4-Komplement	Serum, Li-Heparinplasma	Immunturbidimetrie	SOP-NB-CHE-M.0008.01	Cobas Pro c-Modul	
IgA	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Immunturbidimetrie	SOP-NB-CHE-M.0009.02	Cobas Pro c-Modul	
IgG	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Immunturbidimetrie	SOP-NB-CHE-M.0009.02	Cobas Pro c-Modul	
IgM	Serum, Li-Heparinplasma, K2-EDTA-Plasma	Immunturbidimetrie	SOP-NB-CHE-M.0009.02	Cobas Pro c-Modul	

Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
Borrelia IgG-Antikörper	Serum, Plasma (Citrat, EDTA, Heparin)	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0023.01	Liaison XL	
Borrelia IgM-Antikörper	Serum, Plasma (Citrat, EDTA, Heparin)	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0023.01	Liaison XL	
Chlamydia trachomatis IgA-Antikörper	Serum, Plasma (Natriumcitrat, Kalium-EDTA und Lithium-Heparin)	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0024.01	Liaison XL	
Chlamydia trachomatis IgG-Antikörper	Serum, Plasma (Natriumcitrat, Kalium-EDTA und Lithium-Heparin)	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0024.01	Liaison XL	
Toxoplasma gondii IgG-Antikörper (Screen)	Serum/Plasma (Citrat, EDTA, Heparin)	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0029.01	Liaison XL	
Toxoplasma gondii IgM-Antikörper	Serum/Plasma (Citrat, EDTA, Heparin)	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0029.01	Liaison XL	
Treponema pallidum Screen	Serum, Plasma (Citrat, EDTA, Heparin)	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0022.01	Liaison XL	

Untersuchungsart:

Mikroskopie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
Plasmodien-Direktnachweis (Malaria)	EDTA-Blut	Hellfeldmikroskopie	SOP-NB-CHE-M.0049.01 SOP-NB-CHE-M.0051.01	Mikroskop	

Untersuchungsart:

Immunchromatographie*

Ausstellungsdatum: 07.12.2021

Gültig ab: 07.12.2021

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-20251-01-00

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	Bemerkungen
Plasmodien Schnelltest (Malaria)	EDTA-Blut	Immunchromatographie	SOP-NB-CHE-M.0050.01	Manuell	
Legionella pneumophila-Schnelltest	Abstrich / Urin	Immunchromatographie	SOP-NB-CHE-M.0070.01	Manuell	eingestellt am 30.12.2022
Str. pneumoniae Schnelltest	Abstrich / Urin	Immunchromatographie	SOP-NB-CHE-M.0070.01	Manuell	eingestellt am 30.12.2022

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
Chlamydia trachomatis	Abstrich/Urin	NAT	SOP-NB-CHE-M.0037.01	Panther	eingestellt am 16.06.2021
Neisseria gonorrhoeae	Abstrich/Urin	NAT	SOP-NB-CHE-M.0037.01	Panther	eingestellt am 16.06.2021
Chlamydia trachomatis	Abstrich/Urin	RT-PCR	SOP-NB-CHE-M.0065.02	Cobas 6800	neu ab 21.02.2022
Neisseria gonorrhoeae	Abstrich/Urin	RT-PCR	SOP-NB-CHE-M.0065.02	Cobas 6800	neu ab 21.02.2022

Untersuchungsgebiet: Virologie

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
Anti-HAV IgG-/IgM-Antikörper	Serum, Li-Heparin-, K3-EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0019.01	Cobas Pro, e-Modul	
Anti-HAV IgM-Antikörper	Serum, Li-, Na-Heparin, K3-EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0019.01	Cobas Pro, e-Modul	
Anti-HBc IgG-/IgM-Antikörper	Serum, Li-Heparin- und K3-EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0019.01	Cobas Pro, e-Modul	
Anti-HBs Antikörper	Serum und K3-EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0019.01	Cobas Pro, e-Modul	
Anti-HCV Antikörper	Serum, Li-Heparin- und K2-, K3-EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0019.01	Cobas Pro, e-Modul	
CMV IgG-Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0055.01	Cobas Pro, e-Modul	
CMV IgM-Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0055.02	Cobas Pro, e-Modul	
EBV, EA IgG Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0026.01	Liaison XL	
EBV, EBNA IgG Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0026.01	Liaison XL	
EBV, VCA IgG Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0026.01	Liaison XL	
EBV, VCA IgM Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0026.01	Liaison XL	
HBs-Antigen	Serum, Li-Heparinplasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0019.01	Cobas Pro, e-Modul	
HIV Suchtest	Serum, Li-Heparin- und K2-, K3-EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0019.01	Cobas Pro, e-Modul	

Ausstellungsdatum: 07.12.2021

Gültig ab: 07.12.2021

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-20251-01-00

HTLV I/II	Serum, Citrat-Plasma, EDTA-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0019.01	Cobas Pro, e-Modul	
Masern IgG-Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0032.01	Liaison XL	
Parvo-B19-Virus IgG-Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0028.01	Liaison XL	
Parvo-B19-Virus IgM-Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0028.01	Liaison XL	
Röteln IgG-Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0030.01	Liaison XL	
Röteln IgM-Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SOP-NB-CHE-M.0032.01	Liaison XL	
Sars CoV-2 IgG-Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0052.01	Liaison XL	
Varizella Zoster Virus IgG-Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0027.01	Liaison XL	
Varizella Zoster Virus IgM-Antikörper	Serum, Citrat-, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SOP-NB-CHE-M.0027.01	Liaison XL	

Ausstellungsdatum: 07.12.2021**Gültig ab: 07.12.2021**

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-20251-01-00

Untersuchungsart: Immunchromatographie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	Bemerkungen
Influenza A&B	Nasopharyngeal- /Nasenabstriche Nasenspül-/Aspiratproben	Immunchromatographie (Schnelltest)	SOP-NB-CHE-M.0038.01	Manuell	

Untersuchungsart: Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	Bemerkungen
Influenza Typ A- und B-Virus	Abstrich	RT-PCR	SOP-NB-CHE-M.0069.01	Cobas 6800	neu ab 19.12.2022
Humanes Papillomavirus (HPV)	Abstrich	NAT	SOP-NB-CHE-M.0037.01	Panther	eingestellt am 31.12.2021
Humanes Papillomavirus (HPV)	Abstrich	RT-PCR	SOP-NB-CHE-M.0063.01	Cobas 6800	neu ab 01.10.2021
SARS-CoV-2-Virus	Abstrich, respiratorische Abstriche, Rachenspülflüssigkeit	TMA	SOP-NB-CHE-M.0053.01	Panther	eingestellt am 31.12.2021
SARS-CoV-2-Virus	Nasopharyngeal- /Nasenabstriche, respiratorische Abstriche, Rachenspülflüssigkeit	RT-PCR	SOP-NB.CHE-M.0056.01	Cobas 6800	